

Инсулиновая помпа Medtronic Paradigm MMT-715

Инсулиновая помпа Medtronic Paradigm MMT-715 позволит Вам значительно повысить качество жизни и контроль гликемии и по сравнению с многократными ежедневными инъекциями. Основное отличие помпы Medtronic Paradigm MMT-715 от MMT-712 - это русскоязычное меню для управления прибором, что значительно повышает удобство работы с ним.

Основные характеристики

- Базальный режим
 - Базальные дозы от 0,05 до 35,0 ед/ч
 - До 48 базальных доз в день
 - 3 настраиваемых базальных профиля
 - Установка временной базальной дозы в ед/ч или в %
- Болюс
 - Болюс от 0,1 до 25 единиц
 - Углеводный коэффициент от 0,1 до 5,0 ед/ХЕ
 - 3 типа болюса: стандартный, квадратной волны и двойной волны
 - Функция «Помощник болюса» (Bolus Wizard)
- Непрерывный мониторинг глюкозы: нет
- Напоминания
 - Напоминание о проверке уровня глюкозы в крови
 - 8 настраиваемых напоминаний
 - Вибрация или звуковой сигнал
- Резервуары: 3 мл или 1,8 мл
- Габариты: 5,1 x 9,4 x 2,0 см
- Вес 108 грамм (включая батарейку)
- Питание: стандартная ААА (мизинчиковая) щелочная батарейка 1,5 В ААА, размер Е92, тип LR03 (рекомендуется марка Energizer)
- Цвета: Прозрачный (модель MMT-715WWL), серый (MMT-715WWS), синий (MMT-715WWB), малиновый (MMT-715WWP)
- Гарантия: 4-ре года

Комплект поставки:

- Инсулиновая помпа MMT-715
- Сумка, модель ACC-612
- Щелочные батарейки Энеджайзер, ААА (мизинчиковые) - не более 10 шт.
- Инструкции к помпе (на русском и английском языках)

Благодаря особенностям инсулиновой помпы Medtronic Paradigm MMT-715 достигается улучшение контроля гликемии и качества жизни.

Больше гибкости и свободы в повседневной жизни

- До 48 базальных доз в сутки позволяют удовлетворить изменяющиеся потребности организма в инсулине на протяжении дня и ночи.
- 3 базальных профиля дают возможность компенсировать временные изменения активности, такие как спорт, изменение режима сна в выходные дни, менструальный цикл и т.д.
- Временная базальная доза позволяет мгновенно изменять базальный инсулин в случае незапланированных физических нагрузок или непредвиденных ситуаций.

Простое и точное введение болюсов

- Функция «Помощник болюса» (Bolus Wizard®) рассчитывает болюс инсулина на прием пищи или для коррекции высокого уровня глюкозы в крови. Она учитывает количество активного инсулина от предыдущих болюсов и до 8 настроек целевых показателей уровня глюкозы в крови, коэффициентов чувствительности к инсулину и углеводных коэффициентов. После настройки «Помощника болюса» для введения болюса достаточно нажать кнопку «В» и ввести уровень глюкозы в крови и количество пищи.
- 3 типа болюса (стандартный, квадратной волны и двойной волны) позволяют выбрать режим введения болюса с учетом особенностей принимаемой пищи.

Оптимизация терапии

- Онлайн-программа CareLink Personal генерирует подробные отчеты для выявления проблем и может помочь снизить уровень HbA1c.37
- Напоминание о проверке уровня глюкозы в крови можно установить на срок от 30 минут до 5 часов после введения болюса.
- 8 настраиваемых напоминаний помогут не забыть измерить уровень глюкозы в крови, поесть, ввести болюс и т.д.