

Инсулиновая помпа Medtronic Paradigm Real Time с системой постоянного мониторингирования глюкозы ММТ-722



Инсулиновая помпа Медтроник Парадигм Реал Тайм (Medtronic Paradigm Real Time) ММТ-722 выполняет дозированную подачу инсулина и следит за уровнем глюкозы в крови при помощи специального беспроводного устройства МиниЛинк и сенсора глюкозы Энлайт (Enlite, ММТ-7008) с целью постоянного поддержания уровня сахара в крови на необходимом уровне.

Данная помпа отличается от предыдущего поколения помп наличием «Помощника болюсов» - фирменной системы автоматического подсчета дозы инсулина, необходимого для приёма пищи и коррекции уровня глюкозы крови. А основным отличием её от модели Paradigm ММТ-712 является наличие модуля постоянного мониторинга сахара крови в реальном времени (REAL-Time Continuous Glucose Monitoring). Текущее значение глюкозы отображается на мониторе помпы Medtronic и сохраняется в памяти устройства. Информацию из памяти помпы Paradigm можно передать в персональный компьютер для дальнейшего анализа и улучшения диабетического контроля.

Инсулиновая помпа Медтроник Парадигм Реал Тайм ММТ-722 представляет собой небольшой прибор размером с пейджер, в торцевой части имеющий контейнер для резервуара с инсулином. К резервуару присоединяется катетер с канюлей. При помощи встроенного поршневого мотора подаётся лекарство в соответствии с введённой заранее программой с шагом 0,05 единицы.

Максимально удобна в использовании

За счёт миниатюрного размера ее легко спрятать под одеждой и может быть дооснащена пультом дистанционного управления ММТ-503 для ещё более удобного управления при ежедневном использовании.

Многообразие базальных и болюсных опций даёт возможность настроить введение инсулина в соответствии с потребностями. Можно запрограммировать специальные напоминания, которые подскажут, что пора сделать болюсное введение или измерить уровень глюкозы в крови. На экране имеются индикаторы, отражающие пониженное или повышенное содержание глюкозы в крови в тот момент, когда инсулиновая помпа получает результаты измерений уровня глюкозы, введенные пациентом с глюкометра.

Внимание! Для постоянного мониторингирования уровня сахара с помощью инсулиновой помпы Medtronic ММТ-722 необходимо купить дополнительно комплект системы непрерывного мониторингирования уровня глюкозы в крови.

В комплект входит:

1. Инсулиновая помпа (ММТ-722) – 1 шт.
2. Руководство пользователя (инструкция), на русском языке (ММТ-658RU) – 1 шт.
3. Резервуар Paradigm для набора и подачи инсулина (ММТ-332А), 3 мл – 2 шт.

Производитель: Medtronic MiniMed -США